



## Short Thumb Spica II

### Optimal anvendelse

STS II yder stabilisering af det første metacarpophalangeale led (MCP) og kan benyttes præoperativt, postoperativt, posttraumatisk samt ved degenerative tilstande.

### Bestillingsinformationer

Short Thumb Spica II		
Varenummer		Størrelse
Venstre	Højre	
212-21-1111	212-22-1111	XXS
212-31-1111	212-32-1111	XS
212-41-1111	212-42-1111	S
212-51-1111	212-52-1111	M
212-61-1111	212-62-1111	L
212-71-1111	212-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XXS	16,5 – 18,5 cm
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	> 28 cm

### Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

