



10° Wedge Kit

Optimal anvendelse

Dette kit med 10° hækiler gør det nemt at tilpasse walker støvler til brug ved rehabilitering af akillessenen. Ved at indsætte op til tre kiler i støvlen, kan foden placeres med en stigning i plantarfleksion på 10° og dermed reducere belastningen på akillessenen i de forskellige stadier af helingsprocessen.

Indikation: Aircasts 10°-kiler er designet til:

- at positionere ankelleddet med en behagelig plantarfleksion under rehabilitering af akillessenen
- at blive brugt sammen med walker støvler med fast bagkant.
- at placere en sål oven på kilerne (såler medsendes ikke)

Fordele og egenskaber

- Brugertilpasset højdejustering – kittet indeholder 3 kiler:
 - 3 kiler = plantarfleksionsvinkel på 30°
 - 2 kiler = plantarfleksionsvinkel på 20°
 - 1 kile = plantarfleksionsvinkel på 10°.
- Let, men stærkt og hult design, hvilket minimerer vægtforøgelsen.
- Dobbeltklæbende tape medfølger til alle kiler for nem påføring og sikker fastgørelse.
- Fås i 2 størrelser: XS/S/M og L/XL.
- Bilateral anvendelse.
- Latexfri.
- Bæredygtigt design i genbrugsmateriale.

Bestillingsinformationer

10° Wedge Kit	
Varenummer	AirSelect Walker støvlestørrelser
82-0110	XS/S/M
82-0210	L/XL